



Silvia Cerame Pérez
Enfermera Fogar do Maior, A Coruña

Descripción del caso

- Paciente de 91 años, con cirrosis hepática, cáncer de mama, insuficiencia renal severa, insuficiencia venosa en ambas piernas, demencia senil (con movilidad sillón-cama).

Tratamiento

- Antibiótico por vía oral junto con tratamiento preventivo con Ciprofloxacino 250 mg (por bajo peso) durante 10 días.
- Tras dolor en la manipulación de las úlceras, tratamiento de piel perilesional con **Corpitol® Emulsión**. Aplicación del apósito absorbente lípido-coloide **CelloSorb® No Adhesivo**, realizando cambios de apósito cada 48 horas los 10 primeros días. A partir del décimo día, cambio del apósito cada 72 horas.

Descripción inicial de la lesión

- Úlcera vascular de origen traumático y fragilidad de piel, de 1 mes de evolución.
- Lecho de la úlcera con tejido granulado, exudación abundante y piel perilesional muy frágil, seca y con dermatitis.

Resultados

- Buena respuesta del paciente a **CelloSorb® No Adhesivo**, ya que al tercer día de tratamiento no se produjo dolor a la retirada del apósito.
- Absorción del exudado sin maceración de zona perilesional.
- Medio húmedo para favorecer la cicatrización.
- Protección de posibles traumatismos posteriores.



S0



S9



Lourdes Lasaosa Medina
Enfermera Cap Pg. Sant Joan, Barcelona

Descripción del caso

- Paciente de 77 años, con antecedente de trasplante de más de 10 años de antigüedad, recibiendo terapia inmunosupresora. Diabetes tipo 2 en tratamiento con ADO. Dislipemia en tratamiento farmacológico.

Tratamiento

- Herida tratada con cobertura antibiótica vía oral amoxicilina + ácido clavulánico durante 10 días.
- Curas tópicas cada 24 - 48 horas con apósito hidrocélular. Tratamiento local con apósito absorbente lípido-coloide **CelloSorb® No Adhesivo** durante todas las semanas del tratamiento. Los cambios de apósito se realizan cada 24 h. durante los dos primeros días, cada 48 h. en la primera semana y cada 3-4 días hasta finalizar el tratamiento.

Descripción inicial de la lesión

- El paciente presenta herida de un mes de evolución.
- Dolor durante la cura y molestias durante el día aumentando el dolor por la noche.
- Exudado moderado e hipersensibilidad cutánea en la zona perilesional.

Resultados

- A la semana de tratamiento con **CelloSorb® No Adhesivo**, el paciente refirió ausencia de dolor en los cambios de apósito y ausencia de hipersensibilidad cutánea de la zona perilesional.
- Mantenimiento del medio húmedo, lo que favoreció la cicatrización.



S0



S5

Potente absorción para una cicatrización más eficaz



Cellosorb® No Adhesivo

TAMAÑOS	U/C	C.N
10 x 12 cm	3*	499699.9
10 x 12 cm	10	255689.8
15 x 15 cm	3*	499681.4
15 x 15 cm	10	255688.1

Financiado SS*

Cellosorb® Adhesivo

TAMAÑOS	U/C	C.N
13 x 13 cm	3*	499715.6
13 x 13 cm	10	255751.2
15 x 15 cm	3*	499707.1
15 x 15 cm	10	255750.5



* Financiado por la SS en úlceras varicosas y úlceras por presión.