

	ALXINATO	HIDROXELES	CARBÓN	ESPUMAS DE POLIURETANO										COMBINADOS	
Imaxe															
Nome comercial	Algisite M	Hydrosorb Gel 15gr.	Actisorb Plus 25	Askina Foam	Allevyn Non Adhesive	Tegaderm Foam Adhesive	Tegaderm Foam Adhesive	Tegaderm Foam Adhesive	Mepilex Border Sacrum	Mepilex Border	Mepilex	Allevyn Heel	Tielle Heil Plus	Versiva XC	Tielle Xtra
Medidas	10 x 10	12,5 x 12,5	10,5 x 10,5	10 x 10	15 x 15	9 x 9	14,3 x 15,6	19 x 22,2	10 x 10	15 x 15	15 x 15	15 x 15	14 x 14	14 x 14	15 x 15
Custe unidade	2€	1,60€	3,21€	1,31€	4,44€	1,50€	2,14€	5,30€	4,66€	2,00€	4,41€	4,84€	4,22€	3,78€	3,61€
Características	Alta absorción de exsudado Reten exsudado e mantén a humidade no leito ulceral Efecto hemostático Colocar sen sobresaír dos bordos da ferida En úlceras cavitadas, rechea ata o 75%	Aporta humidade ao leito da ferida Favorecen o desbridamento Colocar sen sobresaír dos bordos da ferida En úlceras cavitadas, rechea ata o 75% da cavidade	Indicado en feridas fedorentas Debe humectarse se hai pouco exsudado Control da carga bacteriana	Alta absorción de exsudado Reteñen exsudado e manteñen a humidade no leito ulceral Pódense utilizar como apósito primario ou secundario (enriba de alxinatos, hidrofibras, apósitos bioactivos, de prata, carbón, ou metaloproteasas de matriz -MPM) Contribúen a diminuír a presión a nivel local, especialmente en occipital, cóbado e calcañar Aplicar sobresaíndo dos bordos da lesión, sobre pel integra										Pola súa composición substitúen a posible combinación doutros tipos de apósitos Alta absorción, incluso baixo presión Retención e xelificación ao contacto co exsudado	
CÓDIGO SERGAS	025653	025655	025657	025659	025661	027453	061610	020854	028848	027510	027505	025663	061611	053568	048305
Denominación en Catálogo / SUMAP	APOSITO DE ALXINATO DE CALCIO 10x10 cm	HIDROXEL ENVASE 15 Gr	APOSITO DE CARBÓN e PRATA 10,5 x 10,5 cm	APOSITO Hidropolimérico Hidrocelular S/ADHESIVO 10 x 10 cm	APOSITO Hidropolimérico Hidrocelular S/ADHESIVO 15 x 15 cm	APOSITO Hidropolimérico Hidrocelular C/ADHESIVO 9 x 9 cm	APOSITO Hidropolimérico Hidrocelular C/ADHESIVO 14,3 x 15,6 cm	APOSITO Hidropolimérico Hidrocelular C/ADHESIVO 18 x 18 cm	APOSITO Hidropolimérico Hidrocelular SACRO 18 x 18 cm	APOSITO Hidropolimérico SILICONA Autoadhesivo 10 x 10 cm	APOSITO SILICONA 15 x 15 cm	APOSITO Hidropolimérico Hidrocelular CALCAÑAR 10,5 x 13,5 cm	APOSITO Hidropolimérico Hidrocelular CALCAÑAR 26,5 x 20 cm	APOSITO COMBINADO ADHESIVO 14 x 14 cm	APOSITO Hidropolimérico Hidrocelular Formador XEL NIADHESIVO 15 x 15 cm

Tipo de tecido no leito da ferida						
Necrótico	Esfacelar	C. Crítica / Infección	Granulación	Epitelial	Integro / Eritema	

Catálogo de produtos

Cura en ambiente húmido - 2011

Limite de días de permanencia	Pode recortarse	Precisa de apósito secundario	Cantidad de exsudado	Precisa suxección	Non pode Non precisa

	HIDROCOLOIDE FINO		HIDROCOLOIDES			FIBRAS COLOIDES		MALLAS		PLATAS				BIOACTIVO	Inhibidor MPM
Imaxe															
Nome comercial	Hidrocoll	Varihesive Extrafino	Varihesive Gel Control	Varihesive Gel Control	Varihesive Gel Control	Aquacel	Aquacel	Urgotul	Mepitel One	Urgotul Ag	Aquacel Ag	Aquacel Ag	Mepilex Border Ag	Trionic	Promogran
Medidas	Thin 10 x 10	15 x 15	10 x 10	15 x 15	10 x 10	10 x 10	2 x 45	10 x 10	9 x 10	12 x 10	15 x 15	2 x 45	15 x 15	9,5 x 9,5	6,5 x 6,5
Custe unidade	1,18€	2,16€	1,19€	2,10€	3,24€	2,81€	2,26€	0,97€	3,97€	1,94€	5,83€	3,24€	4,41€	2,80€	6,34€
Características	Protección da pel en zoas de rozamento ou fricción Favorecen o desbridamento, a cicatrización e o confort Absorción e retención de exsudado Non aplicar directamente en contacto con estruturas óseas, músculo ou tendóns, nin en feridas infectadas ou de tuberculose, sífilis ou micose	Favorecen o desbridamento, a cicatrización e o confort Absorción e retención de exsudado Non aplicar directamente en contacto con estruturas óseas, músculo ou tendóns, nin en feridas infectadas ou de tuberculose, sífilis ou micose	Favorecen o desbridamento, a cicatrización e o confort Absorción e retención de exsudado Non aplicar directamente en contacto con estruturas óseas, músculo ou tendóns, nin en feridas infectadas ou de tuberculose, sífilis ou micose	Favorecen o desbridamento, a cicatrización e o confort Absorción e retención de exsudado Non aplicar directamente en contacto con estruturas óseas, músculo ou tendóns, nin en feridas infectadas ou de tuberculose, sífilis ou micose	Favorecen o desbridamento, a cicatrización e o confort Absorción e retención de exsudado Non aplicar directamente en contacto con estruturas óseas, músculo ou tendóns, nin en feridas infectadas ou de tuberculose, sífilis ou micose	Alta absorción e retención do exsudado, incluso baixo presión Manteñen a humidade na lesión Pódense usar en feridas infectadas (minimizan a colonización bacteriana no leito das feridas) En úlceras cavitadas, rechea ata o 75% da cavidade, nas demais sobresaíndo alomenos 1 cm. dos bordos da ferida Efecto hemostático	Alta absorción e retención do exsudado, incluso baixo presión Manteñen a humidade na lesión Pódense usar en feridas infectadas (minimizan a colonización bacteriana no leito das feridas) En úlceras cavitadas, rechea ata o 75% da cavidade, nas demais sobresaíndo alomenos 1 cm. dos bordos da ferida Efecto hemostático	Alta absorción e retención do exsudado, incluso baixo presión Manteñen a humidade na lesión Pódense usar en feridas infectadas (minimizan a colonización bacteriana no leito das feridas) En úlceras cavitadas, rechea ata o 75% da cavidade, nas demais sobresaíndo alomenos 1 cm. dos bordos da ferida Efecto hemostático	Favorece o desbridamento, a cicatrización e o confort Non interfere con outros tratamentos Reducen a dor e as adherencias nos cambios de apósito Non se recomendar en feridas infectadas	Favorece o desbridamento, a cicatrización e o confort Non interfere con outros tratamentos Reducen a dor e as adherencias nos cambios de apósito Non se recomendar en feridas infectadas	Deben utilizarse só en feridas infectadas ou criticamente colonizadas. Reavaliar a súa necesidade despois de 15 días Eliminan a dor e mal olor ao reducir a carga bacteriana Non utilizar en caso de hipersensibilidade, nin en pacientes que se vaian someter a Resonancia Magnética Nuclear En úlceras cavitadas, rechea ata o 75% da cavidade Non se deben empregar conxuntamente con antisépticos, ou produtos enzimáticos (colaxenas)	Deben utilizarse só en feridas con retraso na cicatrización, non xustificado por outras causas Non utilizar en feridas infectadas, con tecido esfacelar ou necrótico Colocar sen sobresaír dos bordos da ferida	Deben utilizarse só en feridas con retraso na cicatrización, non xustificado por outras causas Non utilizar en feridas infectadas, con tecido esfacelar ou necrótico Colocar sen sobresaír dos bordos da ferida	O apósito é biodegradable (desaparece na lesión)	Utilizar só en feridas con sospeita de retraso na cicatrización por acción das metaloproteasas, unha vez descartadas outras causas Non utilizar en feridas infectadas, con tecido esfacelar ou necrótico Colocar sen sobresaír dos bordos da ferida
CÓDIGO SERGAS	025664	025665	025666	009947	025670	009917	025669	029950	051119	061612	033749	046814	061613	022928	028445
Denominación en Catálogo / SUMAP	APOSITO HIDROCOLOIDE de protección FINO 10 x 10 cm	APOSITO HIDROCOLOIDE de protección FINO 15 x 15 cm	APOSITO HIDROCOLOIDE de ALTA ABSORCIÓN 10 x 10 cm	APOSITO HIDROCOLOIDE de ALTA ABSORCIÓN con REBORDE 15 x 15 cm	APOSITO HIDROCOLOIDE SACRO con REBORDE 15 x 18 cm	APOSITO HIDROCOLOIDE 10 x 10 cm	APOSITO HIDROCOLOIDE NIADHESIVO 10 x 10 cm	APOSITO LIPIDO COLOIDE 10 x 10 cm	APOSITO LAMINA SILICONA 9 x 10 cm	APOSITO C/PRATA EN MALLA 12 x 10 cm	APOSITO DE PRATA ALTA ABSORCIÓN 15 x 15 cm	APOSITO hidrocoloide NIADHESIVO C/PRATA cinta 2 x 45 cm	APOSITO SILICONA AUTOADHESIVO C/PRATA 15 x 15 cm	APOSITO BIOACTIVO C/CARGA IONICA 9,5 x 9,5 cm	APOSITO HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE COLÁXENO 6,5 x 6,5 cm